

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Laptm4B Pour Wb Et Elisa - Q86Vi4

Numéro d'article: CM0015528

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LAPTM4B (protéine transmembranaire 4B associée aux lysosomes) pour WB et ELISA ; détecte LAPTM4B humaine, murine et de rat, impliquée dans la fonction lysosomale et la signalisation mTORC1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac polyclonal de lapin anti-LAPTM4B
Remarques/alias	LC27, LAPTM4beta, LAPTM4B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55353
ID du gène	55353
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218 à 317 de la LAPTM4B humaine (NP_060877.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q86Vi4
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Avec poche de glace