


Anticorps Polyclonal Anti-Larp6 Pour Wb, Elisa - Q9Brs8

Numéro d'article: CM0021418



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la LARP6 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation de la traduction du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LARP6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACHN; LARP6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55323
ID du gène	55323
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 320 de la LARP6 humaine (NP_060827.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BRS8
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sachet de glace