

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lat Pour Wb, Elisa - 043561

Numéro d'article: CM0027220

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le LAT humain (Linker for activation of T-cells family member 1). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour les études sur la signalisation du récepteur des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LAT pAb Lapin
Remarques/Alias	LAT1; pp36; IMD52; LAT
Espèce	Humain
GeneID	27040
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 95-262 du LAT humain (NP_055202.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43561
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace