

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Leprel1 Pour Wb Et Elisa - Q8IvI5

Numéro d'article: CM0030650

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant LEPREL1 (P3H2), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Utile pour les études sur la prolyl 3-hydroxylase du collagène.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | LEPREL1 Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | MCVD; MLAT4; LEPREL1                                                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                           |
| GenelD (Humain)    | 55214                                                                                                                            |
| GenelD             | 55214                                                                                                                            |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-700 de LEPREL1 humaine (NP_060662.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                            |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS              | Q8IVL5                                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 81kDa                                                                                                                            |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                     |