

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lif Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15018

Numéro d'article: CM0016590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le LIF humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec le LIF humain, murin et de rat (22 kDa). Idéal pour la recherche en biologie des cellules souches et en signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIF Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDF ; DIA ; HILDA ; MLPLI ; LIF
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3976
GenelD	3976
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15018
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace