

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lmo1 (Rhombotine-1) Pour Wb, Elisa - P25800

Numéro d'article: CM0025953

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine LMO1 (Rhombotine-1) humaine, validé pour WB et ELISA. Adapté aux études sur la régulation génique neuronale, les protéines à domaine LIM et la leucémie à lymphocytes T. Spécifique à l'homme, bande prédite d'environ 18 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LMO1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4004
GeneID	4004
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 156 de la protéine LMO1 humaine (NP_002306.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25800
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac isotherme