

Anticorps Monoclonal Anti-Lmo2 Pour Wb, Elisa - P25791

Numéro d'article: CM0004141



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-LMO2 de haute qualité pour WB et ELISA. Cible le LMO2 humain (18 kDa), un régulateur de transcription nucléaire essentiel au développement érythrocytaire. Idéal pour la recherche sur l'hématopoïèse et la leucémie, par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LMO2 Lapin mAb
Remarques/Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTNL1; LMO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4005
GeneID	4005
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25791
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace