


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrp6 Pour If/Icc, Elisa - 075581

Numéro d'article: CM0017653



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LRP6 humain, un corécepteur de Wnt impliqué dans la signalisation de la bêta-caténine. Convient aux applications IF/ICC et ELISA. Validé sur des échantillons humains. UniProt 075581.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRP6 Rabbit pAb
Remarques/alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4040
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-150 de LRP6 humain (NP_002327.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	075581
Poids moléculaire	180 kDa
Expédition	Sac de glace