


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrp6 Pour Wb, Elisa - 075581

Numéro d'article: CM0029355



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible le LRP6 humain, un corécepteur de la signalisation Wnt, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour l'étude de la signalisation bêta-caténine et des processus connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRP6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Espèce	Humain
ID de gène	4040
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du LRP6 humain (NP_002327.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	075581
Poids moléculaire	180kDa
Expédition	Sac de glace