


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrrk1 Pour Wb Et Elisa - Q38Sd2

Numéro d'article: CM0023157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la LRRK1 humaine (Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour les études sur le trafic intracellulaire et la régulation des ostéoclastes. Poids moléculaire prédit : 225 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRRK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OSMD, RPK6, Roco1, LRRK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79705
Identifiant du gène	79705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-90 de la LRRK1 humaine (NP_078928.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q38SD2
Poids protéique	225kDa
Expédition	Sac de glace