

Anticorps Polyclonal Anti-Lsm2 Pour Wb, Elisa - Q9Y333

Numéro d'article: CM0027575



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant LSM2 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte une protéine de 11 kDa, avec une réactivité confirmée dans des échantillons humains. Optimisé pour les applications de recherche sur l'épissage des pré-ARNm et le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LSM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57819
GeneID	57819
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y333
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace