

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsm3 Pour Wb, Elisa - P62310

Numéro d'article: CM0016192



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LSM3 validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA, détectant la protéine de type Sm LSM3 associée à l'ARNsn U6 humain et souris, un composant du spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LSM3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMX4; USS2; YLR438C; LSM3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27258
ID de gène	27258
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-102 de LSM3 humain (NP_055278.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P62310
Poids moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace