


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lss Pour Wb Et Elisa - P48449

Numéro d'article: CM0025704



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LSS humain, l'enzyme clé de la biosynthèse du cholestérol, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la synthèse du lanostérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LSS Lapin pAb
Remarques/Alias	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4047
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du LSS humain (NP_002331.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48449
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace