

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mafk Pour Wb, Elisa - O60675

Numéro d'article: CM0022641

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain MafK (NF-E2 p18), validé pour WB et ELISA. Utile pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et de la différenciation érythroïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAFK Rabbit pAb
Remarques/Alias	P18; NFE2U; MAFK
Espèce	Humain
Identifiant de gène	7975
Immunogène	Peptide synthétique situé dans la zone des acides aminés 1-50 de la MAFK humaine (NP_002351.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60675
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace