

Anticorps Monoclonal Anti-Mag Pour Wb, Ihc-P, If-F, Ip, Elisa - P20916

Numéro d'article: CM0006245

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le MAG humain (glycoprotéine associée à la myéline). Validé pour WB, IHC-P, IF-F, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en neurobiologie et sur la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAG Rabbit mAb
Remarques/Alias	GMA ; S-MAG ; SPG75 ; SIGLEC4A ; SIGLEC-4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4099
GeneID	4099
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20916
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace