


Anticorps Monoclonal Anti-Mage-1/Mage1A Pour Wb Et Elisa - P43355

Numéro d'article: CM0003661



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de MAGE-1/MAGE1A, validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît la MAGE-1 humaine et de souris, un antigène cancer/testicule impliqué dans la régulation transcriptionnelle et l'immunité tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAGE-1/MAGE1A Rabbit mAb
Remarques / Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4100
GenelD	4100
Immunogène	Peptide synthétique ; Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200 à 309 de la MAGE-1/MAGE1A humaine (P43355).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P43355
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace