


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Malt1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Udy8

Numéro d'article: CM0023844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MALT1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à l'étude de la signalisation NF-kappa-B et de la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MALT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MLT; MLT1; IMD12; PCASP1; MALT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10892
GeneID	10892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-450 du MALT1 humain (NP_776216.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UDY8
Poids Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace