

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Maml2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8IzI2

Numéro d'article: CM0024261

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MAML2 humain, un coactivateur de transcription Notch. Applicable en WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Convient à l'étude de la signalisation Notch et de la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	MAML2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
Espèce	Humain
GenID	84441 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 750-850 du MAML2 humain (NP_115803.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZL2
Poids moléculaire	125kDa
Expédition	Sac de glace