

Anticorps Polyclonal Anti-Man2A1 Pour Wb, Elisa - Q16706

Numéro d'article: CM0014908

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAN2A1, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la biosynthèse des N-glycanes et de la fonction de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin MAN2A1
Remarques/Alias	MANA2 ; MANII ; GOLIM7 ; AMan II ; MAN2A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4124
GeneID	4124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 865-1144 de MAN2A1 humain (NP_002363.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16706
Poids protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace