

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Map1Lc3A Pour Wb, Ip, Elisa - Q9H492

Numéro d'article: CM0002243



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MAP1LC3A validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, ciblant le marqueur d'autophagosome LC3A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP1LC3A Rabbit mAb
Remarques / Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84557
GeneID	84557
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MAP1LC3A humain (Q9H492).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H492
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace