

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map3K11 Pour Wb, Elisa - Q16584

Numéro d'article: CM0020517



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine MAP3K11 (MLK3) humaine. Adapté pour la détection par Western blot et ELISA. Reconnaît la MAP3K11 de souris. Immunogène obtenu à partir de protéine recombinante (acides aminés 140-260). Utile pour l'étude des voies MAPK et de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP3K11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MLK3; PTK1; SPRK; MLK-3; MEKK11; MAP3K11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4296
GeneID	4296
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-260 de la MAP3K11 humaine, NP_002410.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q16584
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace