

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chymase Des Mastocytes (Cma1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23946

Numéro d'article: CM0002855



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la chymase des mastocytes humaine (CMA1). Idéal pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Validé pour les études sur les protéases chymases dans la biologie des mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin contre la chymase des mastocytes (CMA1)
Remarques/Alias	CYH; MCT1; chymase; Mast Cell Chymase (CMA1)
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1215
GenelD	1215
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 148 et 247 de la chymase des mastocytes humaine (CMA1) (CMA1) (P23946).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23946
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace