

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mat2A Pour Wb, Elisa - P31153

Numéro d'article: CM0003556



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre MAT2A humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'isoforme de type 2 de la S-adenosylméthionine synthétase, clé dans le métabolisme à un carbone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MAT2A mAb Lapin
Remarques/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4144
GeneID	4144
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MAT2A humain (P31153).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31153
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace