

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mbd3 Pour Wb, Elisa - 095983

Numéro d'article: CM0022246



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MBD3 humain, un composant du complexe NuRD qui remodèle la chromatine et réprime la transcription. Convient pour la WB et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris. Poids moléculaire prédit : 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MBD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MBD3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	53615
GeneID	53615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 255 de MBD3 humain (NP_001268383.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	O95983
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace