

Anticorps Polyclonal Anti-Mbnl1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nnr56

Numéro d'article: CM0026895



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MBNL1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la régulation de l'épissage alternatif dans la biologie musculaire et cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MBNL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EXP; MBNL
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4154
ID de Gène	4154
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 280-380 du MBNL1 humain (NP_997176.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NR56
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace