

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mbnl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr56

Numéro d'article: CM0004273



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité MBNL1 validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA avec spécificité humaine. Idéal pour la recherche sur la régulation de l'épissage alternatif médiée par la protéine muscleblind-like 1, incluant le traitement des pré-ARNm de la troponine-T cardiaque et du récepteur de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin MBNL1
Remarques/Alias	EXP ; MBNL ; MBNL1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4154
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 289 et 388 de la protéine MBNL1 humaine (Q9NR56).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NR56
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace