


Anticorps Polyclonal Anti-Mct1/Slc16A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53985

Numéro d'article: CM0025699



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MCT1/SLC16A1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude du transport et du métabolisme des monocarboxylates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCT1/SLC16A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MCT; HMF7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6566
GeneID	6566
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-245 de MCT1 humain (NP_003042.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53985
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sachet de glace