

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mct4/Slc16A3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15427

Numéro d'article: CM0014117

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MCT4/SLC16A3, un transporteur de monocarboxylates. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Utilisation en recherche pour le transport du lactate et les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MCT4/SLC16A3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4; MCT4/SLC16A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9123
GeneID	9123
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-465 de la MCT4/SLC16A3 humaine (NP_004198.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15427
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace