

Anticorps Polyclonal Anti-Med4 Pour Wb, Elisa - Q9Npj6

Numéro d'article: CM0026071



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MED4 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. MED4 est une sous-unité du complexe Médiateur, qui assure la jonction entre les protéines régulatrices et l'ARN polymérase II pour la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MED4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29079
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la MED4 humaine (NP_054885.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9NPJ6
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace