

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Med7 Pour Wb Et Elisa - O43513

Numéro d'article: CM0022673



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin MED7 validé pour WB et ELISA, reconnaissant le MED7 humain et murin. MED7 est une sous-unité du complexe Médiateur cruciale pour la transcription par l'ARN polymérase II, ce qui en fait un outil idéal pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin MED7
Remarques/Alias	ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9443
GeneID	9443
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-233 du MED7 humain (NP_004261.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O43513
Poids Moléculaire de la Protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace