


Anticorps Monoclonal Anti-Mek7 (Map2K7) Pour Wb, Elisa - O14733

Numéro d'article: CM0002025



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MEK7 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une bande à 47 kDa. Essentiel pour la signalisation JNK, l'apoptose induite par le stress. O14733.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] MEK7 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5609
GeneID	5609
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 320 et 419 de MEK7 humain (O14733).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14733
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace