

Anticorps Polyclonal Anti-Mettl4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3J2

Numéro d'article: CM0027943

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-METTL4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la N6-adénine méthyltransférase impliquée dans la méthylation de l'ARN et de l'ADN. Idéal pour la recherche épigénétique et mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	METTL4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HsT661; METTL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64863
GeneID	64863
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de METTL4 humain (NP_073751.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N3J2
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace