

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mettl9 Pour Wb, Elisa - Q9H1A3

Numéro d'article: CM0020403



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le METTL9 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la méthylation de l'histidine des protéines et des cibles du motif HxH.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                     |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Nom du produit     | METTL9 Lapin pAb                           |
| Remarques/Alias    | DREV; PAP1; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9 |
| Espèce             | Humain                                     |
| GeneID             | 51108                                      |
| Immunogène         | Protéine recombinante de METTL9 humain     |
| Source             | Lapin                                      |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                      |
| Application        | WB, ELISA                                  |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris                             |
| SWISS              | Q9H1A3                                     |
| Poids Moléculaire  | 37kDa                                      |
| Expédition         | Sac de glace                               |