

Anticorps Polyclonal Anti-Mgea5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Numéro d'article: CM0029644



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain MGEA5/OGA. Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'O-GlcNAcylation et des maladies associées. Idéal pour les applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MGEA5
Remarques/Alias	MEAS ; MGEA5 ; NCOAT
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10724
Identifiant de gène	10724
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-580 de l'humain MGEA5 (NP_001135906.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60502
Poids moléculaire protéique	103 kDa
Expédition	Sac de glace