


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Micu1 Pour Wb, Elisa - Q9Bpx6

Numéro d'article: CM0021743



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MICU1 de haute affinité pour WB et ELISA, réagissant avec MICU1 humain, souris et rat (Q9BPX6). Idéal pour la recherche sur la signalisation du calcium mitochondrial et le complexe MCU.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MICU1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CALC; EFHA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10367
GeneID	10367
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-255 de MICU1 humain (NP_001182447.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BPX6
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace