


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Midkine (Mdk) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21741

Numéro d'article: CM0018693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Midkine (MDK) humaine pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les cytokines, les facteurs de croissance et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MDK Rabbit pAb
Remarques/Alias	MK; ARAP; NRG2; MDK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4192
GeneID	4192
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-143 de la MDK humaine (NP_001012333.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21741
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace