

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mief1 (Mid51) Pour Wb Et Elisa - Q9Nqg6

Numéro d'article: CM0015003



Introduction

MIEF1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine MIEF1 (MID51) humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Il réagit avec les espèces humaine et rat. MIEF1 est une protéine de la membrane externe mitochondriale qui régule la fission/fusion, ce qui fait de cet anticorps un outil idéal pour la recherche sur la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIEF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MID51, LOR8F8, SMCR7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dJ1104E15.3, MIEF1
Espèce	Humaine
Identifiant génique (Humain)	54471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-280 de la protéine MIEF1 humaine (NP_061881.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NQG6
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace