

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mitd1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wv92

Numéro d'article: CM0023949



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MITD1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte une protéine de 29 kDa impliquée dans la cytodierèse et l'abscission. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MITD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MITD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	129531
Identifiant du gène	129531
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WV92
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace