


Anticorps Monoclonal Anti-Mitf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075030

Numéro d'article: CM0007243



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le MITF humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Le MITF est un facteur de transcription maître régulant la survie des mélanocytes, la différenciation et l'expression des gènes de pigmentation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MITF Rabbit mAb
Remarques / Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4286
GeneID	4286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 402-526 du MITF humain (NP_001341533.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075030
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace