

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mki67 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Numéro d'article: CM0031077

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Ki-67 (Mki67) de souris, validé pour IF-P, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la prolifération cellulaire et l'oncologie dans les applications IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mki67 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Ki67 ; Ki-67 ; D630048A14Rik
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	4288
GenelD	17345
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1816 et 2163 de Mki67 de souris (NP_001074586.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	E9PVX6
Poids de la protéine	350 kDa
Expédition	Sac de glace