

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mkl2 (Mrtfb) Pour Wb Et Elisa - Q9Ulh7

Numéro d'article: CM0016867

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin obtenu contre la MKL2 (MRTFB) humaine recombinante. Validé pour Western blot (118 kDa) et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Utile pour la recherche sur la coactivation du SRF et le développement musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MKL2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MKL2; MRTF-B; NPD001
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57496
GeneID	57496
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-300 de la MKL2 humaine (NP_054767.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9ULH7
Poids de la protéine	118kDa
Expédition	Sachet de glace