

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mkp1 Pour Wb, Elisa - P28562

Numéro d'article: CM0023303



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MKP1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte la MKP1 humaine et murine. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 267-367. Idéal pour étudier la signalisation des MAP kinases et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MKP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HVH1 ; MKP1 ; CL100 ; MKP-1 ; PTPN10
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1843
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 267 et 367 de la MKP1 humaine (NP_004408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P28562
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace