


Anticorps Polyclonal Anti-MLF1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Numéro d'article: CM0013101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MLF1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le facteur de leucémie myéloïde 1 dans la différenciation hématopoïétique, la régulation du cycle cellulaire et la fonction des facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MLF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MLF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4291
GeneID	4291
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-268 de MLF1 humain (NP_071888.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P58340
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace