

Anticorps Polyclonal Anti-MLLT1/Enl Pour Wb Et Elisa - Q03111

Numéro d'article: CM0022966



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MLLT1/ENL humain, un lecteur de chromatine du domaine YEATS. Validé pour la WB et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à la recherche sur la chromatine et la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLLT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ENL ; LTG19 ; YEATS1 ; MLLT1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4298
ID du gène	4298
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190 à 270 de MLLT1 humain (NP_005925.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q03111
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac réfrigérant