


Anticorps Polyclonal Anti-Mlycd Pour Wb, Elisa - 095822

Numéro d'article: CM0021201



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MLYCD humain (Malonyl-CoA décarboxylase), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MLYCD Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCD; MLYCD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23417
GeneID	23417
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-190 du MLYCD humain (NP_036345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O95822
Poids protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace