


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50281

Numéro d'article: CM0030110



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MMP14/MT1-MMP, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la MMP14 humaine, de souris et de rat, adapté pour l'étude de la collagénolyse, la migration cellulaire et les voies de signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP14/MT1-MMP Rabbit pAb
Remarques / Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4323
GeneID	4323
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50281
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace