


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp16 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51512

Numéro d'article: CM0016509



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la MMP16 humaine (MT3-MMP), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. La cible est une métalloprotéinase matricielle de type membranaire impliquée dans la dégradation de la matrice extracellulaire et le remodelage vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP16 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4325
GenelD	4325
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290 à 565 de la MMP16 humaine (NP_005932.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51512
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sachet de glace