


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mmp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Numéro d'article: CM0029299



Introduction

Le pAc de lapin MMP2 de CamelBio (P08253) est un anticorps polyclonal adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le MMP2 humain, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, le remodelage tissulaire et l'invasion tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Espèce	Humain
ID de gène	4313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 451-660 du MMP2 humain (NP_004521.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08253
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace