

Anticorps Polyclonal Anti-Mmp9 Pour Wb, Elisa - P41245

Numéro d'article: CM0020291

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MMP9 de souris (gélatinase B, collagénase de type IV de 92 kDa). Validé pour la WB et l'ELISA, idéal pour l'étude du remodelage de la matrice extracellulaire, de la résorption osseuse et des métastases dans les recherches sur la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMP9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Clg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4318
GeneID (souris)	17395
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 108 et 730 de la MMP9 de souris (NP_038627.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P41245
Poids moléculaire	80 kDa
Expédition	Sac de glace