


Anticorps Polyclonal Anti-Mmp9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14780

Numéro d'article: CM0016196



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MMP9 humaine (gélatinase B, CLG4B). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MMP9 Lapin pAb
Remarques/Alias	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4318
GeneID	4318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 538-707 de la MMP9 humaine (NP_004985.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14780
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace